



Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo · Germany
Telefon+49 (0)5261 701-0
Telefax+49 (0)5261 701-289
info@brasseler.de
www.brasseler.de

Schaftverlängerung KI589 und KI589B
© Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
314264 - Rev 2021-02

DE EN FR ES IT PT

Verpackungseinheit, Packing unit, Unité d'emballage,
Unidad de embalaje, Unita d'imbollo

Rx Only

Verkauf nur an Fachanwender, Sale to
professional users only. La vente est limitée
aux utilisateurs professionnels, Las ventas se
limitan a usuarios profesionales, La vendita è
limitata agli utenti professionali.





Fig. 1

Fig. 2

Gebrauchsanweisung

Bitte unbedingt beachten und für späteren Gebrauch
gut aufbewahren.

Instructions for use

Please read carefully and retain for future reference.

Conseils d'utilisation

A respecter scrupuleusement et garder cette copie
pour une utilisation ultérieure.

Instrucciones de empleo

Leer detenidamente y guardar este ejemplar para
uso más tarde.

Istruzioni d'uso

Si prega di leggere attentamente e conservare
per un'eventuale consultazione.

Instruções de uso

Leia atentamente e guarde para consultas
futuras.

max.

Drehzahl max. Maximum speed, Vitesse
maximale, Máxima velocidad, Massima
velocità

Schritt 3 Reinigung, Desinfektion maschinell

Ausstattung:
RDG nach ISO 15883, Reinigungsmittel (z.B. Neodisher MediClean forte; Fa. Dr. Weigert)

Folgende Punkte müssen beachtet werden:

- grundlegende Eignung des Reinigungsmittels für Instrumente aus Metall
- grundsätzlich zugelassene Effizienz (z.B. VAH/DGHM oder FDA/EPA-Zulassung/Clearance/Registrierung oder CE-Kennzeichnung)
- Reinigungs-/Desinfektionsgerät geprüft nach EN ISO 15883 und mit grundsätzlich anerkannten Effizienz (z.B. CE Kennzeichnung nach EN ISO 15883 oder DGHM oder FDA Zulassung/Freigabe/Registrierung)
- das Reinigungs-/Desinfektionsgerät muss regelmäßig überprüft und gewartet werden
- Auswahl eines zugelassenen Programms zur thermischen Desinfektion (AO Wert ≥ 3000 oder mindestens 5 Min bei 90°C)
- von der chemischen Desinfektion sollte aufgrund der Gefahr von Rückständen des Desinfektionsmittel auf den Instrumenten abgesehen werden
- ein Programm mit einer ausreichenden Anzahl von Spülzyklen (mindestens drei Spülzyklen nach der Reinigung) (bzw. Neutralisation, falls angewendet) oder leiterwabebasierte Spülkontrolle empfohlen, um effektiv Reste der Detergentien zu verhindern
- die Schafthaflängerungen in einem Sieb im RDG platzierten. Bei der Konzentration und Menge der Reinigungsmittel, Herstellerangaben beachten. Nach dem vollständigen Zyklus, die Schafthaflängerungen abkühlen lassen und aus dem RDG entfernen.

Schritt 4 Trocknung

Ausstattung:
medizinische Druckluft (ölfrei und keimarm) Die Schafthaflängerungen mit Druckluft trocken. Besonders auf schwer zugängliche Bereiche achten.

Schritt 5 Verpackung

Ausstattung:
Papier/Folie Sterilisationsverpackung einfach oder doppelt

Folgende Punkte müssen beachtet werden:

- Sterilisationsverpackung nach EN/ISO/ANSI AAMI ISO 11607 (Für USA: FDA-Freigabe)
- Verpackung für Dampfsterilisation geeignet
- Einweg-Sterilisationsverpackung darf nicht unter Spannung stehen

Die gereinigten, desinfizierten und getrockneten Verlängerungen müssen in Einweg-Sterilisationsverpackungen verpackt werden.

Schritt 6 Sterilization

Ausstattung:
Autoklav

Folgende Punkte müssen beachtet werden:

- fraktionierte Vorvakuumverfahren mit mindestens 3 maliger Evakuierung
- keine Schnellsterilisationsprogramme verwenden
- ein Gerät nach EN 13060/EN 285 oder ANSI AAMI ST79 (für USA: FDA-Freigabe)
- validiert nach EN ISO 17665 gültige IQ/OQ (Inbetriebnahme) und produktsspezifische Leistungsqualifizierung (POI)
- maximale Sterilisationstemperatur 134°C (273°F), plus Toleranz nach EN ISO 17665
- der Autoklav muss regelmäßig überprüft und gewartet werden
- andere Sterilisationsverfahren (trockene Hitze, Gamma-Radiation, Formaldehyd und Ethylen-Oxid Sterilisation und Plasmasterilisation) dürfen nicht verwendet werden.

Land: Fraktioniertes Vorvakuum Verfahren: Haltezeit, Temperatur
USA: mindestens 4 Minuten bei 132°C (270°F), Trocknungszeit von 20 min
Deutschland: mindestens 5 Minuten bei 134°C (273°F)
sonstige Länder: mindestens 3 Minuten bei 132°C (270°F)/134°C (273°F)

Schritt 7 Lagerung

Nachdem alle Aufbereitungsschritte erfolgt sind und die Unserheit und Sauberkeit des Produktes sichergestellt wurden, kann die Schafthaflängerungen freigegeben und eingelagert werden. Der Ort der Lagerung sollte sauber, staub-, feuchtigkeits-, licht-, temperatur- und rekontaminationsgeschützt sein. Nicht zusammen mit Reinigungsmitteln und anderen Chemikalien lagern.

Schritt 8 Wartungs- und Pflegehinweise

Beschädigte Schafthaflängerungen sowie Schafthaflängerungen, bei denen die Spannfeder nicht beim Einspannen des Instrumentes einrastet, sind auszusortieren.

Schritt 9 Kontrolle und Funktionsprüfung

Sichtprüfung auf Beschädigung und Verschleiß durchführen. Spannfeder der Schafthaflängerung muß bei eingespanntem Instrument eingerastet.

Schritt 10 Entfernung

Schafthaflängerung in bruch- und durchstichsicheren sowie dichten Behältern (Kontaminationsschutz) entsorgen.

Schritt 11 Sicherheit und Haftung

Der Anwender ist verpflichtet, die Produkte eigenverantwortlich vor deren Einsatz auf die Eignung und die Verwendungsmöglichkeiten für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen. Ein Mithilfesuch des Anwenders führt bei verursachten Schäden zur Minderung oder gänzlichem Ausschluss der Haftung von Gebr. Brasseler. Dies ist insbesondere bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen oder der allgemeinen Gebrauchs- und Sicherheitshinweise oder Warnungen oder bei versehentlichem Fehlgebrauch durch den Anwender der Fall.

Schritt 12 Reparatur

Nachdem alle Reparaturarbeiten abgeschlossen sind und die Unserheit und Sauberkeit des Produktes sichergestellt wurden, kann die Schafthaflängerungen freigegeben und eingelagert werden. Der Ort der Lagerung sollte sauber, staub-, feuchtigkeits-, licht-, temperatur- und rekontaminationsgeschützt sein. Nicht zusammen mit Reinigungsmitteln und anderen Chemikalien lagern.

Schritt 13 Wiederherstellung

Bei Bedarf kann die Schafthaflängerung wiederhergestellt werden. Der Anwender ist verpflichtet, die Produkte eigenverantwortlich vor deren Einsatz auf die Eignung und die Verwendungsmöglichkeiten für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen. Ein Mithilfesuch des Anwenders führt bei verursachten Schäden zur Minderung oder gänzlichem Ausschluss der Haftung von Gebr. Brasseler. Dies ist insbesondere bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen oder der allgemeinen Gebrauchs- und Sicherheitshinweise oder Warnungen oder bei versehentlichem Fehlgebrauch durch den Anwender der Fall.

Schritt 14 Entsorgung

Schafthaflängerung in bruch- und durchstichsicheren sowie dichten Behältern (Kontaminationsschutz) entsorgen.

Schritt 15 Abfall bei schwerwiegenden Vorfällen

Schwerwiegende Vorfälle mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.

Schritt 16 Sicherheit und Haftung

Der Anwender ist verpflichtet, die Produkte eigenverantwortlich vor deren Einsatz auf die Eignung und die Verwendungsmöglichkeiten für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen. Ein Mithilfesuch des Anwenders führt bei verursachten Schäden zur Minderung oder gänzlichem Ausschluss der Haftung von Gebr. Brasseler. Dies ist insbesondere bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen oder der allgemeinen Gebrauchs- und Sicherheitshinweise oder Warnungen oder bei versehentlichem Fehlgebrauch durch den Anwender der Fall.

Schritt 17 Wartungs- und Pflegehinweise

Beschädigte Schafthaflängerungen sowie Schafthaflängerungen, bei denen die Spannfeder nicht beim Einspannen des Instrumentes einrastet, sind auszusortieren.

Schritt 18 Kontrolle und Funktionsprüfung

Sichtprüfung auf Beschädigung und Verschleiß durchführen. Spannfeder der Schafthaflängerung muß bei eingespanntem Instrument eingerastet.

Schritt 19 Entfernung

Schafthaflängerung in bruch- und durchstichsicheren sowie dichten Behältern (Kontaminationsschutz) entsorgen.

Schritt 20 Sicherheit und Haftung

Der Anwender ist verpflichtet, die Produkte eigenverantwortlich vor deren Einsatz auf die Eignung und die Verwendungsmöglichkeiten für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen. Ein Mithilfesuch des Anwenders führt bei verursachten Schäden zur Minderung oder gänzlichem Ausschluss der Haftung von Gebr. Brasseler. Dies ist insbesondere bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen oder der allgemeinen Gebrauchs- und Sicherheitshinweise oder Warnungen oder bei versehentlichem Fehlgebrauch durch den Anwender der Fall.

Schritt 21 Wartungs- und Pflegehinweise

Beschädigte Schafthaflängerungen sowie Schafthaflängerungen, bei denen die Spannfeder nicht beim Einspannen des Instrumentes einrastet, sind auszusortieren.

Schritt 22 Kontrolle und Funktionsprüfung

Sichtprüfung auf Beschädigung und Verschleiß durchführen. Spannfeder der Schafthaflängerung muß bei eingespanntem Instrument eingerastet.

Schritt 23 Entfernung

Schafthaflängerung in bruch- und durchstichsicheren sowie dichten Behältern (Kontaminationsschutz) entsorgen.

Schritt 24 Sicherheit und Haftung

Der Anwender ist verpflichtet, die Produkte eigenverantwortlich vor deren Einsatz auf die Eignung und die Verwendungsmöglichkeiten für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen. Ein Mithilfesuch des Anwenders führt bei verursachten Schäden zur Minderung oder gänzlichem Ausschluss der Haftung von Gebr. Brasseler. Dies ist insbesondere bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen oder der allgemeinen Gebrauchs- und Sicherheitshinweise oder Warnungen oder bei versehentlichem Fehlgebrauch durch den Anwender der Fall.

Schritt 25 Wartungs- und Pflegehinweise

Beschädigte Schafthaflängerungen sowie Schafthaflängerungen, bei denen die Spannfeder nicht beim Einspannen des Instrumentes einrastet, sind auszusortieren.

Schritt 26 Kontrolle und Funktionsprüfung

Sichtprüfung auf Beschädigung und Verschleiß durchführen. Spannfeder der Schafthaflängerung muß bei eingespanntem Instrument eingerastet.

Schritt 27 Entfernung

Schafthaflängerung in bruch- und durchstichsicheren sowie dichten Behältern (Kontaminationsschutz) entsorgen.

Schritt 28 Sicherheit und Haftung

Der Anwender ist verpflichtet, die Produkte eigenverantwortlich vor deren Einsatz auf die Eignung und die Verwendungsmöglichkeiten für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen. Ein Mithilfesuch des Anwenders führt bei verursachten Schäden zur Minderung oder gänzlichem Ausschluss der Haftung von Gebr. Brasseler. Dies ist insbesondere bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen oder der allgemeinen Gebrauchs- und Sicherheitshinweise oder Warnungen oder bei versehentlichem Fehlgebrauch durch den Anwender der Fall.

Schritt 29 Wartungs- und Pflegehinweise

Beschädigte Schafthaflängerungen sowie Schafthaflängerungen, bei denen die Spannfeder nicht beim Einspannen des Instrumentes einrastet, sind auszusortieren.

Schritt 30 Kontrolle und Funktionsprüfung

Sichtprüfung auf Beschädigung und Verschleiß durchführen. Spannfeder der Schafthaflängerung muß bei eingespanntem Instrument eingerastet.

Schritt 31 Entfernung

Schafthaflängerung in bruch- und durchstichsicheren sowie dichten Behältern (Kontaminationsschutz) entsorgen.

Schritt 32 Sicherheit und Haftung

Der Anwender ist verpflichtet, die Produkte eigenverantwortlich vor deren Einsatz auf die Eignung und die Verwendungsmöglichkeiten für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen. Ein Mithilfesuch des Anwenders führt bei verursachten Schäden zur Minderung oder gänzlichem Ausschluss der Haftung von Gebr. Brasseler. Dies ist insbesondere bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen oder der allgemeinen Gebrauchs- und Sicherheitshinweise oder Warnungen oder bei versehentlichem Fehlgebrauch durch den Anwender der Fall.

Schritt 33 Wartungs- und Pflegehinweise

Beschädigte Schafthaflängerungen sowie Schafthaflängerungen, bei denen die Spannfeder nicht beim Einspannen des Instrumentes einrastet, sind auszusortieren.

Schritt 34 Kontrolle und Funktionsprüfung

Sichtprüfung auf Beschädigung und Verschleiß durchführen. Spannfeder der Schafthaflängerung muß bei eingespanntem Instrument eingerastet.

Schritt 35 Entfernung

Schafthaflängerung in bruch- und durchstichsicheren sowie dichten Behältern (Kontaminationsschutz) entsorgen.

Schritt 36 Sicherheit und Haftung

Der Anwender ist verpflichtet, die Produkte eigenverantwortlich vor deren Einsatz auf die Eignung und die Verwendungsmöglichkeiten für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen. Ein Mithilfesuch des Anwenders führt bei verursachten Schäden zur Minderung oder gänzlichem Ausschluss der Haftung von Gebr. Brasseler. Dies ist insbesondere bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen oder der allgemeinen Gebrauchs- und Sicherheitshinweise oder Warnungen oder bei versehentlichem Fehlgebrauch durch den Anwender der Fall.

Schritt 37 Wartungs- und Pflegehinweise

Beschädigte Schafthaflängerungen sowie Schafthaflängerungen, bei denen die Spannfeder nicht beim Einspannen des Instrumentes einrastet, sind auszusortieren.

Schritt 38 Kontrolle und Funktionsprüfung

Sichtprüfung auf Beschädigung und Verschleiß durchführen. Spannfeder der Schafthaflängerung muß bei eingespanntem Instrument eingerastet.

Schritt 39 Entfernung

Schafthaflängerung in bruch- und durchstichsicheren sowie dichten Behältern (Kontaminationsschutz) entsorgen.

Schritt 40 Sicherheit und Haftung

Extensiones de fresa K1589 y K1589B

1. Recomendaciones de uso e instrucciones de seguridad para extensiones de fresa K1589 (fig. 1) y K1589B (fig. 2) para instrumentos contraángulo

Extensiones de fresa entregadas no estériles deben ser limpiadas, desinfectadas y esterilizadas antes del primer uso y después de cada uso subsiguiente. El usuario es responsable de la perfecta esterilidad de las extensiones. Debe garantizar que se usen procesos y parámetros validados para la limpieza, desinfección y esterilización, y que el equipo utilizado se verifique y se revise en intervalos regulares. El éxito de la desinfección y esterilización depende de una limpieza a fondo.

- La limpieza y desinfección de las extensiones debe efectuarse en una máquina de limpieza y desinfección.
- Por favor, observe las disposiciones legales vigentes en su país referente a la preparación de productos médicos, así como las normas de higiene vigentes en su consultorio o clínica dental. Esto se aplica particularmente a las diferentes reglas para la inactivación de priones que exigen el uso de agentes de limpieza con demostrada eficacia contra priones, así como un proceso de esterilización con tiempos de mantenimiento prolongados.
- La fijación y la retirada del instrumento extensible debe realizarse con el máximo cuidado y con el instrumental no accionado! Si no se cumplen estrictamente las instrucciones esto puede ocasionar un elevado desgaste o la fractura del instrumental, así como provocar lesiones en el paciente o en la persona que maneja el instrumental. En el caso de una deformación visible de la extensión para mango de fresas, en especial el resorte de tensión, la extensión debe ser desechara. No se pueden combinar varias extensiones para mango de fresas. Si hay una combinación inestable o una alta impresión de concentración debe interrumpirse el tratamiento.

2. Uso previsto

Indicación:

Extensión de fresas rotatorias con mango de contraángulo Ø 2,35 mm conforme a DIN EN 1797 para uso quirúrgico por un implantólogo dental.

Contraindicación:

- K1589: torque máximo 35 Ncm,
- instrumentos para la inserción de implantes,
- instrumentos con mango de plástico,
- instrumentos que no tienen un mango de contraángulo conforme a DIN EN 1797,
- instrumentos no rotatorios

Utilización apropiada:

- Sólo utilizar una extensión para mango si hay suficiente espacio en la zona de tratamiento
- Fijar la extensión para mango de fresas en el contraángulo
- Introducir el instrumental a prolongar en la extensión de fresas. Debe vigilarse, que dado el caso se pueda girar manualmente el instrumental en la posición correcta, que el instrumental se empuje hasta el tope en la extensión de fresas, hasta que el resorte de la extensión encaje en la ranura del mango de contraángulo del instrumental a prolongar.
- La extensión de fresas se utiliza con fresa insertada. Para ello deben seguirse atentamente las instrucciones de uso/etiquetas (velocidad óptima) de los instrumentos a utilizar, que ninguna fuerza de palanca actúe sobre el instrumental y por ende sobre la extensión de fresas, que no se incline la extensión de fresas, que la extensión de fresas no entre en contacto con el tejido circundante.

Después del uso:

- Retirar el instrumental de la extensión de fresas
- Retirar la extensión de fresas del contraángulo

3. Características

Prolonga la longitud del mango al contraángulo por 15 mm

- La velocidad máxima es de 15.000 rpm

- La velocidad óptima debe deducirse del instrumental a ser utilizado (p. ej., ver etiqueta en el instrumental)

4. Lugar de uso

Consultorios y clínicas dentales.

5. Instrucciones de preparación

Passo 1: Tratamiento preliminar y transporte

Equipo:

Agente de limpieza y desinfección [valor pH ≤ 10], recipiente colector para instrumental con tapa con agujero alargado y tamiz ("Frästator")

Observe los puntos siguientes:

- Aptitud del agente de limpieza y desinfección para instrumentos de metal
- Sin aldehídos (Los aldehídos tienen un efecto de fijación de sangre y proteínas)
- Eficacia aprobada (p. ej. por la VAH (Asociación de Higiene Aplicada)/DGHM (Sociedad Alemana de Higiene y Microbiología) o registrado/aprobado por la FDA/EPA o con marca CE)

- La desinfección a ser efectuada durante la preparación preliminar sólo sirve para proteger el personal y no sustituye la desinfección después de la limpieza.

- Durante el transporte del instrumental utilizado en el recipiente colector, todos los instrumentos deben ser sumergidos en la solución. Tras haber sido utilizado, las extensiones deben ponerse en un recipiente para instrumental ("Frästator") que contendrá una solución de limpieza y desinfección apropiada. Observar las instrucciones del fabricante referente a la concentración, la temperatura y los tiempos de inmersión mínimas y máximas. La preparación de los instrumentos debe efectuarse dentro de poco tiempo (< 2 horas) después del uso. Transfiera los instrumentos usados a la central de preparación en el recipiente para instrumental.

Passo 2: Preparación de la limpieza

Equipo:

Cepillo de nylon, agua corriente, cepillo interdental para limpiar cavidades (1,1 - 5,0 mm).

Retirar las extensiones para mango de fresas del recipiente de limpieza y desinfección inmediatamente antes del proceso de limpieza previsto. Remover los residuos adhesivos visibles y los residuos de los agentes de limpieza y desinfección con el cepillo de nylon (no utilice cepillos de metal!) bajo agua corriente durante 1 minuto. ¡Atención! No sobrepasar una temperatura de 45° para evitar una fijación permanente. Preste atención a limpiar bien todas las cavidades con el cepillo interdental.

Passo 3: Limpieza, desinfección en máquina

Equipo:

Máquina de limpieza y desinfección según ISO 15833, agente de limpieza (p. ej. Neodisher MediClean forte de la empresa Dr. Weigert)

Observe los puntos siguientes:

- Aptitud del agente de limpieza y desinfección para instrumentos de metal
- Sin aldehídos (Los aldehídos tienen un efecto de fijación de sangre y proteínas)
- Eficacia aprobada (p. ej. por la VAH (Asociación de Higiene Aplicada)/DGHM (Sociedad Alemana de Higiene y Microbiología) o registrado/aprobado por la FDA/EPA o con marca CE)

- Máquina de limpieza y desinfección conforme a ISO 15833 con eficacia demostrada (p. ej. con marca CE en conformidad con ISO 15833 registrada/ aprobado por la FDA/EPA o con marca CE)

- La máquina de limpieza y desinfección debe ser verificada y revisada en intervalos regulares

- Eleger un programa aprobado para la desinfección térmica (valor A0 ≥ 3000 o al menos 5 minutos con una temperatura de 90°C)

- Debido al riesgo de una adhesión de los residuos del agente de desinfección en los instrumentos, debe renunciarse a una desinfección química

- Es recomendable elegir un programa con un número suficiente de etapas de enjuague (al mínimo tres pasos de enjuague después de la limpieza) o neutralización, si fué utilizada) o efectuar un control de enjuague en base de los valores orientativos, para garantizar la eliminación efectiva de los residuos de los detergentes. Colocar las extensiones de fresas en un tamiz y colocar el tamiz en la máquina. Observe las instrucciones del fabricante referente a la concentración y la cantidad de detergente requerida. Después de la ejecución del programa completo, deje que las extensiones para mango de fresas se enfríen y retirelos de la máquina de limpieza y desinfección.

Passo 4: Secado

Equipo a utilizar:

Aire comprimido médico (libre de aceite y bajo en microbios)

Sacar las extensiones para mango de fresas con aire comprimido. Preste atención que el chorro de aire pueda llegar bien a todas las zonas de difícil acceso.

Passo 5: Embalaje

Equipo a utilizar:

Embalaje de esterilización de papel/película, simple o doble

Por favor, observe los puntos siguientes:

- Embalaje de esterilización según EN/ISO/ANSI AAMI ISO 11607 (para los EE.UU.: aprobado por la FDA)
- El embalaje debe ser apropiado para la esterilización por vapor
- El embalaje de esterilización desechable no debe estar bajo tensión

Las extensiones de fresas limpia, desinfectadas y esterilizadas deben embalarse en embalajes de esterilización desechables.

Passo 6: Esterilización

Equipo a utilizar:

Autoclave

Por favor, observe los puntos siguientes:

- prevacío fraccionado con evacuación al menos 3 veces
- no utilizar un programa de esterilización rápida
- usar un dispositivo según ISO EN 13060/EN 285 o ANSI AAMI ST79 (para los EE.UU.: aprobado por la FDA)
- validado según EN ISO 17665 (calificación de la instalación IQ/validación operacional OQ) (Puesta en servicio) y calificación de desempeño (PQ)
- temperatura de esterilización máxima 134°C (273°F); más la tolerancia según EN ISO 17665
- el autoclave debe ser verificado y revisado en intervalos regulares
- no es permitido utilizar otros procesos de esterilización (calor seco, radiación gamma, esterilización con formaldehído y óxido de etileno y esterilización por plasma)

País: Procedimiento para prevacío fraccionado: Tiempo de mantenimiento, duración

Estados Unidos: al menos 4 minutos a 132°C (270°F), tiempo de secado 20 minutos

Alemania: al menos 5 minutos a 134°C (273°F)

Otros países: al menos 3 minutos a 132°C (270°F)/134°C (273°F)

6. Almacenaje

Después de ejecutar todas las etapas de preparación y verificar la integridad y la limpieza del producto, las extensiones de mango pueden ser almacenadas. Almacenar los productos en un lugar limpio y seco. Durante el almacenaje, los productos deben ser protegidos contra polvo, humedad, luz y recontaminación. No guardar en el mismo lugar que los solventes o los productos químicos.

7. Indicaciones de mantenimiento y cuidados

Desechar las extensiones de fresas dañadas, así como las extensiones donde el resorte de tensión no encaja en la posición correcta cuando se inserta el instrumental.

8. Control e inspección funcional

Controlar el producto si está dañado o usado. Con el instrumental introducido, el resorte de tensión debe encajar en su posición correcta.

9. Eliminación

Desechar las extensiones de fresas en contenedores estancos irrompibles y resistentes a la punción (protección contra la contaminación).

10. Procedimiento en casos de eventos graves

Eventos adversos graves asociados con el producto deben notificarse al fabricante, así como a las autoridades competentes en su país.

11. Seguridad y responsabilidad

Antes de su uso, el usuario está obligado a comprobar personalmente la idoneidad del producto en relación con el uso previsto. Una responsabilidad concurrente del usuario en caso de daños provocados por parte del mismo implica una reducción o exclusión total de la responsabilidad de Gebr. Brasseler. Especialmente en el caso de que no se sigan nuestras recomendaciones de uso o advertencias, o bien en el caso de un uso incorrecto accidental por parte del usuario.

Prolongue per fresa K1589 e K1589B

1. Istruzioni per l'uso e la sicurezza della prolunga per gambo K1589 (Fig. 1) e K1589B (Fig. 2) per strumenti con attacco a contrangolo

strumenti con attacco a contrangolo

Le prolunghe per gambo non sterili prima dell'utilizzo devono essere pulite, disinfettate e sterilizzate. Questa regola vale sia per il primo utilizzo che per gli utilizzi successivi. L'utente è personalmente responsabile per la sterilità della prolunga per gambo. È necessario assicurare che vengano utilizzati una procedura validata e dei parametri validi per la pulizia, la disinfestazione e la sterilizzazione e che gli apparecchi utilizzati vengano sottoposti regolarmente a verifica e manutenzione. Una disinfezione e/o sterilizzazione efficace presupone una pulizia scrupolosa.

- La pulizia e la disinfezione delle prolunghe per gambo devono essere effettuate meccanicamente in un lavastruimenti/termodesinfettore.

- Si prega di osservare inoltre le norme giuridiche in vigore nel rispettivo Paese per quanto attiene la preparazione dei dispositivi medici, così come le disposizioni in materia di igiene per gli studi odontoiatrici e per le cliniche odontoiatriche. Questa regola vale in particolare per le differenti norme relative all'inattivazione dei prioni: si richiedono l'impiego di detergenti di comprovata efficacia antiprotricina così come una sterilizzazione con durata maggiore.

- Effettuare con cautela il serraggio e il rilascio dello strumento da allungare, mai con lo strumento in azione! Il mancato rispetto delle indicazioni può causare un'usura elevata o la frattura dello strumento con conseguente rischio per l'incolumità del paziente o dell'operatore. In caso di deformazione visibile della prolunga per gambo, in particolare della molla tenditrice, procedere assolutamente alla sostituzione. Non è consentito combinare insieme più di una prolunga per gambo. In caso di combinazione instabile o rotazione fortemente imprecisa, non è consentito continuare con il trattamento.

2. Destinazione d'uso

Indicazione:

Prolunga per strumenti rotanti con attacco a contrangolo Ø 2,35 mm conformemente a DIN ISO 1797 per l'utilizzo chirurgico da un implantologo dentale.

Contraindication:

- momento torcente massimo 35 Ncm

- strumenti per l'inserimento di implanti

- strumenti con gambo in plastica

- strumenti che non presentano un attacco a contrangolo conforme a DIN ISO 1797

- strumenti non rotanti

Utilizzo conforme:

- Selezionare la prolunga per gambo solo in cui sia disponibile spazio a sufficienza per l'utilizzo in fase di applicazione.

- Serrare la prolunga per gambo nel contrangolo.

- Serrare lo strumento da allungare sulla prolunga per gambo fino all'arresto e far scattare in posizione la molla tenditrice della prolunga per gambo nella scanalatura dell'attacco a contrangolo dello strumento da allungare.

- Utilizzare della prolunga per gambo con strumento serrato. Assicurarsi di rispettare le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e sull'etichetta (per es. numero di giri ottimale) dello strumento serrato, non esorcizzare nessuna leva sullo strumento e di conseguenza sulla prolunga per gambo, di non far deformare la prolunga per gambo, di non far entrare in contatto la prolunga per gambo con i tessuti circostanti.

Dopo l'utilizzo:

- Rimuovere lo strumento serrato dalla prolunga per gambo.

- Rimuovere la prolunga per gambo dal contrangolo.

3. Caratteristiche funzionali

Aumenta la lunghezza estesa dello strumento verso il contrangolo di 15 mm.

Il numero di giri massimo è 15.000 min⁻¹.

Il numero di giri ottimale (per info per es. etichetta) è indicato dallo strumento selezionato per l'utilizzo.

4. Lugo di utilizzo

Studi odontoiatrici e cliniche odontoiatriche.

5. Istruzioni di preparazione