



Universal Base

Descrição geral do produto

nobelbiocare.com.br/universal-base



Universal Base

Soluções CAD/CAM

Para sua produção interna

Escolher componentes que se encaixem e funcionem perfeitamente juntos é a chave para o sucesso. Com nosso amplo portfólio de componentes originais, você pode criar restaurações de qualidade para seus implantes Nobel Biocare. Todos os produtos acompanham um parafuso Nobel Biocare original, projetado para um ajuste forte e desempenho de longo prazo.

Disponível para todas as indicações. Use o fluxo de trabalho de sua preferência: convencional, digitalização intraoral ou bancada.

A maneira original e econômica para restaurar implantes Nobel Biocare. Restaure os seus implantes Nobel Biocare com a Base Universal e aproveite uma garantia abrangente.*

*Para mais detalhes, consulte o programa de garantia em nobelbiocare.com.br/suporte/garantias/





Universal Base

Para restaurações
unitárias.

Conexão interna cônica

Universal Base - Engaging

Restaurações unitárias

35
Uni



Universal Base (base universal) antirrotacional

Conexão	CC		
	NP	RP	WP
Plataforma			
Código colar 1.5mm	10129851	10129852	10129853
Código colar 3.0mm	10129854	10129855	10129856
Altura	4.0mm	4.0mm	4.0mm
Diâmetro	Ø4.775 mm	Ø 4.775 mm	Ø 6.515 mm
Parafuso clínico	80001192	80001193	80001193
Chave de parafusos	Unigrip	Unigrip	Unigrip
Parafuso de Laboratório	10144027	10144029	10144029
Elos Accurate™ Position Locator	IO 2B-A SA	IO 2B-B SA	IO 2B-C SA
Elos Accurate™ Position Locator Kit	Kit IO 2B SA		
Replica for IOS - Elos Accurate™ Analog	PMA-NBA35-1	PMA-NBA43-1	PMA-NBA60-1
Scanbody DTX para Desktop	80001586	80001587	80001588



Universal Base Engaging: Coping plástico calcinável e parafuso clínico incluídos.

On1™

Universal

Base



Pilar Universal On1™

unitárias e pontes
de até 3 elementos.

On1™ Universal Base

Restaurações unitárias - Antirrotacional

35
Uni



On1 Universal Abutment (pilar universal) -Antirrotacional



Conexão	CC		
	NP	RP	WP
Plataforma			
Código colar 0.3 mm	80001240	80001242	80001244
Código colar	80001241	80001243	80001245
Altura	3.98 mm	3.98 mm	3.98 mm
Diâmetro	Ø 4.775 mm	Ø 4.775 mm	Ø 4.775 mm
Parafuso	80001391	80001391	80001391
Chave de parafusos	Unigrip	Unigrip	Unigrip
Parafuso de Laboratório	80001392	80001392	80001392
Corpo de digitalização IOS e Tampa de cicatrização (4.5 mm / 5.0 mm / 6.0 mm)	80001259 / - / 80001258	80001261 / - / 80001260	80001263 / 80001262 / -
Análogo para IOS/Desktop	80001264	80001265	80001266
Ferramenta de colocação	80001200	80001201	80001202
Scanbody DTX para Desktop	80001278	80001278	80001278

Fornecido com o On1 Prosthetic Screw (parafuso protético) correspondente e a On1 Burn-out Coping (coping plástico calcinável).

On1™ Universal Base

Restaurações múltiplas - Rotacional

35
Uni



On1 Universal Abutment (pilar universal) - Rotacional



Conexão	CC		
	NP	RP	WP
Plataforma			
Código colar 0.3 mm	80001269	80001271	80001273
Código colar 1.25 mm	80001270	80001272	80001274
Altura	3.98 mm	3.98 mm	3.98 mm
Diâmetro	Ø 4.775 mm	Ø 5.3 mm	Ø 6.515 mm
Parafuso	80001391	80001391	80001391
Chave de parafusos	Unigrip	Unigrip	Unigrip
Parafuso de Laboratório	80001392	80001392	80001392
Corpo de digitalização IOS e Tampa de cicatrização (4.5 mm / 5.0 mm / 6.0 mm)	80001259 / - / 80001258	80001261 / - / 80001260	80001263 / 80001262 / -
Análogo para IOS/Desktop	80001264	80001265	80001266
Ferramenta de colocação	80001200	80001201	80001202
Scanbody DTX para Desktop	80001278	80001278	80001278

Fornecido com o On1 Prosthetic Screw (parafuso protético) correspondente e a On1 Burn-out Coping (coifa de impressão calcinável).

Chaves de parafusos e ferramentas

Chaves de parafusos

Unigrip™


Unigrip™ Screwdriver Digital

20 mm	10121135
25 mm	10121136
30 mm	10121137
35 mm	10121138



Unigrip™ Screwdriver Manual

20 mm	10121132
28 mm	10121133
36 mm	10121134




Ferramentas

Elos Accurate™ A- Ferramentas de inserção do análogo e chaves fluxo IO

Elos Accurate™ Pino de Inserção para Análogo	80001292
Elos Accurate™ Parafuso Estabilizador para Análogo	80001293
Elos Accurate™ Alicates para Análogo	80001294
Elos Accurate™ Chave Curta IO 0.9 Hex	80001280
Elos Accurate™ Chave Longa IO 0.9 Hex	80001279

Outras ferramentas - Chave de torque manual

Torquímetro Protético	10121144
Adaptador Torquímetro Protético	10121145



Softwares compatíveis



3Shape™

exocad

Dental Wings™

Escolha o fluxo de sua preferência

Aprimore seus serviços e expanda seus negócios com produção interna.


Aproveite a flexibilidade do fluxo de trabalho, **com a digitalização intraoral ou desktop disponível para todas as indicações.**

Crie sua restauração com o software **DTX Studio™ Lab, 3Shape™, Dental Wings™** ou **Exocad™**.

Fluxo de trabalho de digitalização intraoral



Fluxo de trabalho de digitalização de mesa



Importar dados de digitalização para o software CAD

Criação da restauração



DTX Studio™ Lab

Produtos incluídos automaticamente no software.

Exocad™

Faça o download de bibliotecas para produção local da Nobel Biocare em nobelbiocare.com/localproduction

ENCOMENDAS PELO TELEFONE

Contate nossa equipe de suporte ao cliente ou o seu representante comercial.

GARANTIA VITALÍCIA

Em todos os implantes da Nobel Biocare, incluindo componentes protéticos pré-fabricados. Para mais informações visite:

nobelbiocare.com.br/garantia



87585 PT 2109 Impresso na UE © Nobel Biocare Services AG, 2021. Todos os direitos reservados. Nobel Biocare, o logótipo da Nobel Biocare e todas as restantes marcas comerciais são, caso não exista nenhuma declaração adicional ou isso não seja evidente pelo contexto de determinados casos, marcas comerciais da Nobel Biocare. Consulte nobelbiocare.com/trademarks para obter mais informações. As imagens dos produtos não estão necessariamente à escala. Todas as imagens dos produtos são apenas para fins ilustrativos e podem não ser uma representação exata do produto. Limitação de responsabilidade: Alguns produtos poderão não estar aprovados/ter autorização de introdução no mercado por parte da entidade reguladora em todos os mercados. Contacte o representante de vendas local da Nobel Biocare para conhecer a gama atual de produtos e a respetiva disponibilidade. Consulte nas instruções de utilização todas as informações de prescrição, incluindo as indicações, contraindicações, avisos e precauções.